


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Pdlim1/Clp36 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O00151

Numéro d'article: CM0003161



Introduction

Anticorps monoclonal lapin PDLIM1/CLP36, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour les études sur les adaptateurs du cytosquelette, la dynamique des fibres de stress et la recherche sur la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PDLIM1/CLP36 mAc Lapin
Remarques/Alias	CLIM1; CLP36; CLP-36; hCLIM1; HEL-S-112; PDLIM1/CLP36
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9124
GeneID	9124
Immunogène	Peptide synthétique ; Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 du PDLIM1/CLP36 humain (O00151)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O00151
Poids Protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace