

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdlim5 Pour Wb Et Elisa - Q96Hc4

Numéro d'article: CM0030173



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PDLIM5 humain, adapté pour le WB et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris, le rat. Idéal pour étudier le développement cardiaque, la cardiomyopathie et les troubles neuropsychiatriques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	PDLIM5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	L9; ENH; LIM; ENH1; PDLIM5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10611
GeneID	10611
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 317-596 du PDLIM5 humain (NP_006448.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96HC4
Poids Protéique	64kDa
Expédition	Sac de glace