

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdlim5 Pour Wb, Elisa - Q96Hc4

Numéro d'article: CM0019234



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin PDLIM5 validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain. PDLIM5 ancre la PKC aux disques Z cardiaques et façonne les épines dendritiques ; impliqué dans le trouble bipolaire, la schizophrénie. Idéal pour la recherche cardiaque et en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDLIM5 Lapin pAb
Remarques/Alias	L9 ; ENH ; LIM ; ENH1 ; PDLIM5
Espèce	Humain
Identifiant du gène	10611
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300-400 de PDLIM5 humain (NP_006448.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96HC4
Poids moléculaire protéique	64 kDa
Expédition	Sac de glace