

Anticorps Polyclonal Anti-Pdp1 Pour Wb - Q9P0J1

Numéro d'article: CM0015703

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PDP1 humaine, une pyruvate déshydrogénase phosphatase mitochondriale. Adapté pour WB, IF/ICC, ELISA ; réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Poids moléculaire prédit de 61 kDa. Idéal pour la recherche sur le métabolisme et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PDH; PDP; PDPC; PPM2A; PPM2C; PDP1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	54704
GeneID	54704
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 72-260 de la PDP1 humaine (NP_060914.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9P0J1
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace