

Anticorps Polyclonal Anti-Pdx1 Pour Wb Et Elisa - P52945

Numéro d'article: CM0014294



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PDX1 validé pour le Western blot et l'ELISA, reconnaissant le PDX1 humain et murin (31 kDa). Idéal pour la recherche sur le diabète et le développement pancréatique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDX1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GSF, IPF1, IUF1, IDX-1, MODY4, PDX-1, STF-1, PAGEN1, PDX1
Espèce	Humaine
ID du gène	3651
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1 à 100 du PDX1 humain (NP_000200.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P52945
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace