

Anticorps Polyclonal Anti-Pdxdc1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P996

Numéro d'article: CM0019876

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine PDXDC1, une décarboxylase dépendante du pyridoxal. Validé pour WB, IHC-P et ELISA ; réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. 87 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDXDC1 pAb de lapin
Remarques/Alias	LP8165 ; PDXDC1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	23042
GenelD	23042
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 489-788 de la PDXDC1 humaine (NP_055842.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6P996
Poids de la protéine	87 kDa
Expédition	Sac de glace