

Anticorps Monoclonal Anti-Pdxk Pour Wb, Elisa - O00764

Numéro d'article: CM0007272



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant anti-PDXK validé pour WB et ELISA. Détecte le PDXK humain (35 kDa, SWISS O00764). Idéal pour la recherche sur le métabolisme de la vitamine B6 et les kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PDXK Rabbit mAb
Remarques/Alias	PKH, PNK, HMSN6C, PRED79, C21orf97, HEL-S-1a, C21orf124, PDXK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8566
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-312 du PDXK humain (NP_003672.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O00764
Poids Protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace