

Anticorps Polyclonal Anti-Pdxk Pour Wb, If/Icc, Elisa - 000764

Numéro d'article: CM0029155



Introduction

Anticorps polyclonal anti-PDXK de lapin de haute qualité validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte le PDXK humain, souris, rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme de la vitamine B6, l'activité kinase et la neuropathie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDXK Lapin pAb
Remarques/Alias	PKH; PNK; HMSN6C; PRED79; C21orf97; HEL-S-1a; C21orf124; PDXK
Espèce	Humain
ID de gène	8566 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-312 du PDXK humain (NP_003672.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00764
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace