

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdpx Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Gd0

Numéro d'article: CM0020146



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PDXP (Chronophin) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte la PDXP humaine, murine et de rat (32 kDa). Utile pour l'étude du métabolisme de la vitamine B6, de la signalisation de la cofiline et du développement neuronal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDXP Rabbit pAb
Remarques/Alias	CIN ; PLP ; dJ37E16.5 ; PDXP
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	57026
ID du gène	57026
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre l'acide aminé 200 et l'extrémité C-terminale de la PDXP humaine (NP_064711.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q96GD0
Poids moléculaire	32 kDa
Expédition	Sac réfrigérant