

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdzk1 Pour Wb, Elisa - Q5T2W1

Numéro d'article: CM0025579



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine d'échafaudage humaine PDZK1 (NHERF3/CAP70), validé pour Western blot et ELISA, réactivité croisée avec la souris. Idéal pour l'étude du transport ionique épithélial et de la régulation des protéines membranaires. Proposé par CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDZK1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CAP70; CLAMP; PDZD1; NHERF3; NHERF-3; PDZK1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5174
GeneID	5174
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de la PDZK1 humaine (NP_001188254.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q5T2W1
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace