


Anticorps Polyclonal Anti-Pebp1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P30086

Numéro d'article: CM0016704



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PEBP1 pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Cible la PEBP1 humaine (RKIP) avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des kinases et du système nerveux central.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PEBP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PBP; HCNP; PEBP; RKIP; HCNPPp; PEBP-1; HEL-210; HEL-S-34; HEL-S-96; PEBP1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5037
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 187 de la PEBP1 humaine (NP_002558.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P30086
Poids moléculaire	21 kDa
Expédition	Sac réfrigérant