


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pebp1 Pour Wb, Elisa - P30086

Numéro d'article: CM0002649



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la PEBP1 humaine (RKIP/HCNP). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation MAPK et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PEBP1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	PBP; HCNP; PEBP; RKIP; HCNPpp; PEBP-1; HEL-210; HEL-S-34; HEL-S-96; PEBP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	5037
Identifiant du gène	5037
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de la PEBP1 humaine (P30086).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30086
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace