

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pebp4 - Q9D9G2

Numéro d'article: CM0021977

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre PEBP4 (Protéine liant la phosphatidyléthanolamine 4), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la voie de signalisation PI3K-AKT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PEBP4 Lapin pAb
Remarques/Alias	PEBP-4; PEBP4
Espèce	Souris
GenelD (humain)	157310
GenelD	73523
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-242 de la PEBP4 de souris (NP_082836.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9D9G2
Poids moléculaire	27kDa
Expédition	Sac de glace