


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Pedf/Serpinf1 Pour Wb, Elisa - P36955

Numéro d'article: CM0004328



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant PEDF/SERPINF1 humain (P36955), validé pour WB et ELISA. Détecte le PEDF dans des échantillons humains, de souris et de rat avec un poids moléculaire de 46 kDa. Idéal pour les études de neurobiologie et d'angiogenèse en IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-PEDF/SERPINF1
Remarques / Alias	OI6; OI12; PEDF; EPC-1; PIG35; PEDF/SERPINF1
Espèce	Humain
ID gène (Humain)	5176
ID gène	5176
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 1-100 de PEDF/SERPINF1 humain (P36955).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P36955
Poids protéique	46 kDa
Expédition	Sac isotherme