


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pedf/Serpinf1 Pour Wb Et Elisa - P36955

Numéro d'article: CM0014775



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PEDF/SERPINF1 humain, validé pour les applications de WB et d'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient à la recherche sur l'angiogenèse et les facteurs neurotrophiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PEDF/SERPINF1 pAb de lapin
Remarques/Alias	OI6 ; OI12 ; PEDF ; EPC-1 ; PIG35 ; PEDF/SERPINF1
Espèce	Humaine
ID du gène	5176
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 141 et 240 du PEDF/SERPINF1 humain (NP_002606.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P36955
Poids moléculaire	46 kDa
Expédition	Sac de glace