


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Pef1 Pour Wb - Q9Ubv8

Numéro d'article: CM0002862



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant lapin anti-PEF1 validé pour WB et ELISA. Réagit avec PEF1 humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude du transport réticulum endosome-Golgi et de la signalisation calcique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PEF1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ABP32; PEF1A; PEF1
Espèce	Humain
GeneID	553115
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de PEF1 humain (Q9UBV8)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBV8
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace