

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Peg10 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Tg7

Numéro d'article: CM0026804



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PEG10 humain, une protéine dérivée de rétrotransposon impliquée dans la formation du placenta et la progression du cancer. Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PEG10 Lapin pAb
Remarques/Alias	EDR, HB-1, Mar2, RTL2, MEF3L, Mart2, RGAG3, SIRH1, PEG10
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	23089
ID de gène	23089
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86TG7
Poids de la protéine	80kDa
Expédition	Sac de glace