


Anticorps Polyclonal Anti-Peg3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzu2

Numéro d'article: CM0016955



Introduction

Le pAb PEG3 de lapin est validé en WB, IHC-P et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Il reconnaît PEG3 (181 kDa), une protéine à doigts de zinc régulant l'apoptose et la suppression tumorale. Idéal pour les études en neurobiologie et sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb PEG3 de lapin
Remarques/Alias	PW1 ; ZNF904 ; ZSCAN24 ; ZKSCAN22 ; PEG3
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5178
ID du gène	5178
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9GZU2
Poids de la protéine	181 kDa
Expédition	Sac de glace