


Anticorps Polyclonal Anti-Pelp1 Pour Ihc-P, Elisa - Q8Izl8

Numéro d'article: CM0015828



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PELP1 validé pour ELISA et IHC-P, avec réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études de signalisation du récepteur aux œstrogènes, de biologie du cancer et de maturation de l'ARNr.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PELP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MNAR; P160; PELP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	27043
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 884-1130 de PELP1 humain (Q8IZL8)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IZL8
Poids moléculaire de la protéine	120 kDa
Expédition	Sac de glace