

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pelp1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - C9Jfv4

Numéro d'article: CM0027100

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le PELP1 (MNAR) humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des récepteurs nucléaires et de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | PELP1 Lapin pAb                                                                                                                 |
| Remarques/Alias     | MNAR; P160; PELP1                                                                                                               |
| Espèce              | Humain                                                                                                                          |
| ID de gène (Humain) | 27043                                                                                                                           |
| ID de gène          | 27043                                                                                                                           |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1021-1180 du PELP1 humain (NP_055204.3). |
| Source              | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                           |
| Application         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Réactivité croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                             |
| SWISS               | C9JFV4                                                                                                                          |
| Poids moléculaire   | 125kDa                                                                                                                          |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                    |