


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pen2/Psenen Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Nz42

Numéro d'article: CM0009418



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le PEN2/PSENEN humain (UniProt Q9NZ42). Validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le complexe gamma-sécrétase et la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-PEN2/PSENEN
Remarques/Alias	PEN2 ; PEN-2 ; MDS033 ; ACNINV2 ; MSTP064 ; PEN2/PSENEN
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	55851
Identifiant du gène	55851
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-101 du PEN2/PSENEN humain (NP_758844.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NZ42
Poids moléculaire protéique	12 kDa
Expédition	Sac de glace