


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pen2/Psenen Pour Wb, Elisa - Q9Nz42

Numéro d'article: CM0014154



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PEN2/PSENEN, une sous-unité de la gamma-sécrétase. Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer et la signalisation Notch.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PEN2/PSENEN Lapin pAb
Remarques/Alias	PEN2; PEN-2; MDS033; ACNINV2; MSTP064; PEN2/PSENEN
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	55851
ID de gène	55851
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-101 de PEN2/PSENEN humain (NP_758844.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NZ42
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace