


Anticorps Polyclonal Anti-Penk Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01210

Numéro d'article: CM0029017



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Proenkephaline-A humaine (PENK), validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation opioïde et la douleur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PENK Rabbit pAb
Remarques/Alias	PE ; PENK-A ; PENK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5179
GeneID	5179
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-267 de la PENK humaine (NP_001129162.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01210
Poids protéique	31 kDa
Expédition	Sac de glace