

Anticorps Polyclonal Anti-Pepck/Pck2 Pour Wb Et Elisa - Q16822

Numéro d'article: CM0025666

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PEPCK mitochondriale (PCK2), validé pour WB et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la gluconéogenèse et la ferroptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PEPCK/PCK2 Lapin pAb
Remarques/Alias	PEPCK; PEPCK2; PEPCK-M; PEPCK/PCK2
Espèce	Humain
GeneID	5106
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de la PEPCK/PCK2 humaine (NP_004554.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16822
Poids Protéique	71kDa
Expédition	Sac de glace