

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pepck/Pck2 (Validé Ko) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16822

Numéro d'article: CM0004921

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant anti-PEPCK/PCK2, validé KO, pour western blot, immunofluorescence et ELISA. Détecte la PCK2 mitochondriale humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la gluconéogenèse et la ferroptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] mAb de lapin anti-PEPCK/PCK2
Remarques/Alias	PEPCK; PEPCK2; PEPCK-M; K2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5106
GeneID	5106
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 550-640 de la PEPCK/PCK2 humaine (Q16822)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16822
Poids de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace