


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pepd Pour Wb, Elisa - P12955

Numéro d'article: CM0028311



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la PEPD (prolidase) humaine. Validé pour les applications de Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du métabolisme du collagène et la recherche pour connexe. Poids moléculaire approximatif : 54kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PEPD Lapin pAb
Remarques/Alias	PROLIDASE; PEPD
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5184
ID de gène	5184
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 288-424 de la PEPD humaine (NP_000276.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12955
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace