

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pepsinogène I (Pg I) Pour Elisa, Ihc-P, If-P - P0Djd7

Numéro d'article: CM0007668



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le Pepsinogène I humain (PG I/PGA4) validé pour ELISA, IHC-P et IF-P. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les enzymes digestives et le cancer gastrique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Pepsinogène I (PG I)
Remarques/Alias	Pepsinogène-4 ; Pepsinogène I (PG I)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	643847
GeneID	643847
Immunogène	Protéine recombinante du Pepsinogène I humain (PG I)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P0DJD7
Poids moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace