

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pepsinogène II (Pg II) Pour Ihc-P, Elisa - P20142

Numéro d'article: CM0006595



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le Pepsinogène II (PG II) humain, validé pour IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Immunogène recombinant. Convient pour la recherche sur les enzymes digestives et les études de biomarqueurs du cancer gastrique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Pepsinogène II (PG II)
Remarques/Alias	PEPC ; PGII ; Pepsinogène II (PG II)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5225
GeneID	5225
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-388 du Pepsinogène II (PG II) humain (NP_002621.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P20142
Poids protéique	42 kDa
Expédition	Sac de glace