

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pepsinogène II (Pg II) Pour Ihc-P, Elisa - P20142

Numéro d'article: CM0003084



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le pepsinogène II humain (PG II). Adapté à l'IHC-P et à l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche gastrointestinale et le développement de tests diagnostiques in vitro.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-pepsinogène II (PG II)
Remarques / Alias	PEPC ; PGII ; Pepsinogène II (PG II)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5225
GeneID	5225
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 388 du pepsinogène II humain (PG II) (NP_002621.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20142
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace