

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Per1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O15534

Numéro d'article: CM0005556

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-PER1 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Cible la protéine PER1 humaine (O15534), une protéine centrale de l'horloge circadienne. Convient aux études sur les rythmes circadiens et l'expression des gènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validated] PER1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	PER; hPER; RIGUI
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5187
GeneID	5187
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 207-275 de PER1 humaine (NP_002607.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15534
Poids moléculaire	136 kDa/92 kDa
Expédition	Sac de glace