

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Per1 - O15534

Numéro d'article: CM0027056

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine PER1 humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Pour la recherche sur l'horloge circadienne et les études de régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PER1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PER; hPER; RIGUI; PER1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	5187
Identifiant de gène	5187
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 200 de la PER1 humaine (NP_002607.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15534
Poids de la protéine	136 kDa/92 kDa
Expédition	Sac de glace