

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Per3 Pour Wb, Elisa - P56645

Numéro d'article: CM0007548

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine de l'horloge circadienne humaine PER3. Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le sommeil et les rythmes circadiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PER3 Lapin mAb
Remarques/Alias	GIG13; FASPS3; PER3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8863
ID de Gène	8863
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-100 de PER3 humaine (P56645).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56645
Poids Protéique	132kDa
Expédition	Sac de glace