

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Perforine Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P14222

Numéro d'article: CM0011017

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la perforine humaine (PRF1, P14222) pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche en immunologie et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Perforine AcM de lapin
Remarques/Alias	P1, PFP, HPLH2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	5551
GenelD	5551
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-555 de la Perforine humaine (NP_005032.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P14222
Poids moléculaire de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace