

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Perforine Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14222

Numéro d'article: CM0018649

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la perforine humaine (PRF1, P14222). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée pour l'Humain, la Souris et le Rat. Un outil essentiel pour l'étude de la cytotoxicité médiée par la granzyme et de la défense immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Perforine Lapin pAb
Remarques/Alias	P1; PFP; HPLH2; Perforine
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5551
ID de Gène	5551
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 280-555 de la perforine humaine (NP_005032.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14222
Poids Protéique	61 kDa
Expédition	Sac de glace