

Anticorps Polyclonal Anti-Perilipin-2 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99541

Numéro d'article: CM0030218

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre Perilipin-2 (ADRP/ADFP). Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Composant structurel des gouttelettes lipidiques. Utilisation pour la recherche sur le métabolisme lipidique. UniProt Q99541.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Perilipin-2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ADFP; ADRP; Perilipin-2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	123
Immunogène	Protéine recombinante Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 168-437 de la Perilipin-2 humaine (NP_001113.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99541
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace