

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Perilipine-2 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P43883

Numéro d'article: CM0021535

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Perilipine-2 de souris (ADRP/Adipophiline) pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA ; réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour la recherche en biologie des gouttelettes lipidiques et sur les maladies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin anti-perilipine-2
Remarques/Alias	ADPH, Adfp, Adrp, perilipine-2
Espèce	Souris
GeneID (humain)	123
GeneID	11520
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 325-425 de la perilipine-2 de souris (NP_031434.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P43883
Poids Moléculaire Protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace