

Anticorps Monoclonal Anti-Perilipin A Pour Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - O60240

Numéro d'article: CM0009968

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Perilipin A validé pour WB, IHC-P, IF-P et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme lipidique des adipocytes, ciblant O60240.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Perilipin A
Remarques/Alias	PERI ; PLIN ; FPLD4 ; Perilipin A
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	5346
GenelD	5346
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400 et 500 de la Perilipin A humaine (O60240)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	O60240
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac réfrigérant