


Anticorps Monoclonal Anti-Périostine Pour Wb, Elisa - Q15063

Numéro d'article: CM0011541



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-périostine humaine validé pour le Western blot et l'ELISA. Produit contre un peptide synthétique situé dans la région N-terminale. Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire, du microenvironnement tumoral et du remodelage de la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-périostine
Remarques/Alias	PN ; OSF2 ; OSF-2 ; PDLPOSTN ; Périostine
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10631
GeneID	10631
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la périostine humaine (NP_001129406.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q15063
Poids moléculaire de la protéine	80 kDa/83 kDa/84 kDa/87 kDa/90 kDa/93 kDa
Expédition	Sac de glace