

Anticorps Monoclonal Anti-Perk Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Nzj5

Numéro d'article: CM0012542



Introduction

PERK Rabbit mAb cible PERK humain (EIF2AK3), un capteur clé de l'UPR. Monoclonal de lapin, élevé contre les acides aminés 867-1116. Applicable pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Pour la recherche sur le stress du RE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PERK Rabbit mAb
Remarques/Alias	PEK; WRS; PERK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9451
GeneID	9451
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 867-1116 de PERK humain (NP_004827.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NZJ5
Poids Protéique	125kDa
Expédition	Sac de glace