

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Perk Pour Wb Et Elisa - Q9Nzj5

Numéro d'article: CM0008831



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PERK (Q9NZJ5) validé pour le Western blot et l'ELISA, détectant la PERK humaine avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la réponse aux protéines mal repliées et la signalisation du stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-PERK
Remarques/Alias	PEK ; WRS ; PERK
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	9451
GeneID	9451
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9NZJ5
Poids moléculaire de la protéine	125 kDa
Expédition	Sac réfrigérant