


Anticorps Polyclonal Anti-Peroxiredoxine 1/Pag Pour Wb Et Elisa - Q06830

Numéro d'article: CM0016387



Introduction

L'anticorps pAb de lapin anti-Peroxiredoxine 1/PAG de CamelBio (Q06830) est un anticorps polyclonal validé pour la WB et l'ELISA sur des échantillons humains et murins. Il détecte la protéine antioxydante Peroxiredoxine-1 de 22 kDa, un régulateur clé de la signalisation du stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Peroxiredoxine 1/PAG
Remarques/Alias	PAG ; PAGA ; PAGB ; PRX1 ; PRXI ; MSP23 ; NKEFA ; TDPX2 ; NKEF-A ; Peroxiredoxine 1/PAG
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5052
GeneID	5052
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-199 de la Peroxiredoxine 1/PAG humaine (NP_001189360.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q06830
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace