


Ac Mab De Lapin Anti-Peroxyrédoxine 1/Pag Pour Wb, Elisa - Q06830

Numéro d'article: CM0008689



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre la Peroxyrédoxine 1/PAG (PRDX1, NKEF-A). Détecte la PRDX1 humaine et murine pour les applications de Western blot et ELISA. Utile pour la recherche sur le stress oxydatif et les antioxydants.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Peroxyrédoxine 1/PAG Ac mAb de lapin
Remarques/Alias	PAG; PAGA; PAGB; PRX1; PRXI; MSP23; NKEFA; TDPX2; NKEF-A; Peroxyrédoxine 1/PAG
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5052
ID de gène	5052
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la Peroxyrédoxine 1/PAG humaine (Q06830)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q06830
Poids de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace