


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Peroxiredoxine 1/Pag Pour If/Cci, Elisa - Q06830

Numéro d'article: CM0020474



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Peroxiredoxine 1/PAG pour les applications IF/CCI et ELISA. Réaction croisée avec l'humain, la souris et le rat. Détecte une protéine de 22 kDa. Adapté à la recherche sur le stress oxydatif et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Peroxiredoxine 1/PAG pAb de lapin
Remarques/Alias	PAG; PAGA; PAGB; PRX1; PRXI; MSP23; NKEFA; TDPX2; NKEF-A; Peroxiredoxine 1/PAG
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5052
GeneID	5052
Immunogène	Protéine recombinante Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 99-199 de la Peroxiredoxine 1/PAG humaine (NP_001189360.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q06830
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace