


Anticorps Polyclonal Anti-Peroxiredoxine 2 (Prdx2) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P32119

Numéro d'article: CM0022034



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Peroxiredoxine 2 (PRDX2), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat ; immunogène : protéine recombinante. Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif et les défenses antioxydantes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] pAb de lapin contre la Peroxiredoxine 2 (PRDX2)
Remarques/Alias	PRP ; TSA ; PRX2 ; PTX1 ; TPX1 ; NKEFB ; PRXII ; TDPX1 ; NKEF-B ; HEL-S-2a ; 2)
Espèce	Humaine
ID du gène	7001
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-142 de la Peroxiredoxine 2 (PRDX2) humaine (NP_859428.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P32119
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace