


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Peroxiredoxine 2 (Prdx2) Pour Wb, If/Cce, Elisa - P32119

Numéro d'article: CM0024030



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PRDX2 validé pour WB, IF/CCE, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Détecte la peroxiredoxine-2 d'environ 22 kDa, une enzyme antioxydante cytoplasmique impliquée dans la réponse au stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Peroxiredoxine 2 (PRDX2) pAb de lapin
Remarques / Alias	PRP; TSA; PRX2; PTX1; TPX1; NKEFB; PRXII; TDPX1; NKEF-B; HEL-S-2a; Peroxiredoxine 2 (PRDX2)
Espèce	Humain
Identifiant du gène	7001 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-142 de la Peroxiredoxine 2 (PRDX2) humaine (NP_859428.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/CCE, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P32119
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace