


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Peroxiredoxine 3 (Prdx3) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30048

Numéro d'article: CM0005461



Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre la Peroxiredoxine 3 (PRDX3) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec la PRDX3 humaine et de souris ; protéine antioxydante mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Peroxiredoxine 3 (PRDX3) mAb lapin
Remarques/Alias	AOP1 ; MER5 ; AOP-1 ; PPPCD ; SP-22 ; HBC189 ; SCAR32 ; PRO1748 ; prx-III ; Peroxiredoxine 3 (PRDX3)
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	10935
GeneID	10935
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 157 et 256 de la Peroxiredoxine 3 (PRDX3) humaine (P30048)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P30048
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant