


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Peroxisredoxine 3 (Prdx3) Pour Wb, Elisa - P30048

Numéro d'article: CM0020412



Introduction

CamelBio propose un anticorps de lapin anti-PRDX3 validé pour WB et ELISA. Il détecte la PRDX3 humaine et de rat, une enzyme antioxydante mitochondriale cruciale dans la recherche sur le stress oxydatif et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-Peroxisredoxine 3 (PRDX3)
Remarques/Alias	AOP1 ; MER5 ; AOP-1 ; PPPCD ; SP-22 ; HBC189 ; SCAR32 ; PRO1748 ; prx-III
Espèce	Humain
Identifiant de Gène	10935
Immunogène	Protéine Recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 63-256 de la Peroxisredoxine 3 humaine (PRDX3) (NP_006784.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P30048
Poids Moléculaire de la Protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace