


Anticorps Monoclonal Anti-Peroxiredoxin 4 (Prdx4) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13162

Numéro d'article: CM0011375



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre la peroxyrédoxine 4 humaine (PRDX4), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la PRDX4 humaine, souris et rat (~31 kDa). Idéal pour les études sur le stress oxydatif et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Peroxiredoxin 4 (PRDX4) Rabbit mAb
Remarques/Alias	PRX-4; AOE372; AOE37-2; HEL-S-97n; Peroxiredoxin 4 (PRDX4)
Espèce	Humain
ID de Gène	10549
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la peroxyrédoxine 4 humaine (PRDX4) (Q13162)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13162
Poids Protéique	31kDa
Expédition	Sac de glace