


Anticorps Polyclonal Anti-Peroxiredoxin 4 (Prdx4) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13162

Numéro d'article: CM0022599



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la peroxyrédoxine 4 humaine (PRDX4). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la PRDX4 humaine, souris et rat. Convient pour la recherche sur le stress oxydatif et la signalisation redox.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Peroxiredoxin 4 (PRDX4) Lapin pAb
Remarques/Alias	PRX-4; AOE372; AOE37-2; HEL-S-97n; Peroxiredoxin 4 (PRDX4)
Espèce	Humain
GenelD (humain)	10549
GenelD	10549
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 10-110 de la peroxyrédoxine 4 humaine (PRDX4) (NP_006397.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13162
Poids moléculaire	31kDa
Expédition	Sac de glace