


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Peroxisredoxine 4 (Prdx4) Pour Wb, Elisa - Q13162

Numéro d'article: CM0014179



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Peroxisredoxine 4 humaine (PRDX4), validé pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif et les enzymes antioxydantes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Anticorps polyclonal de lapin anti-Peroxisredoxine 4 (PRDX4)
Remarques/Synonymes	PRX-4 ; AOE372 ; AOE37-2 ; HEL-S-97n ; 4)
Espèce	Humaine
GeneID	10549
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 38 à 271 de la Peroxisredoxine 4 humaine (PRDX4) (NP_006397.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q13162
Poids moléculaire	31 kDa
Expédition	Pack de glace